



PROCEDURE

DISINFEZIONE AUTOMEZZI - LINEE GUIDA COVID-19

EMITTENTE	Direzione dei Servizi
DESTINATARI	Corpo Militi
PERCORSO	Procedure ⇒ Automezzi ⇒ Disinfezione automezzi
DATA AGGIORNAMENTO	9 NOVEMBRE 2020

Con riferimento specifico alla sanificazione dei mezzi impegnati nel trasporto di casi sospetti/accertati di COVID-19, in ottemperanza a quanto richiesto dalle normative regionali attualmente in vigore, si raccomanda di attuare il seguente protocollo:

Materiale necessario

- impianto di nebulizzazione, che può contenere:
 - Panseptil
 - Isodetpresenti, a seconda delle disponibilità nella sede di Torino e in ognuna delle 5 sezioni;
- erogatore portatile alcool reperibile direttamente sulle macchine della flotta 118 e presso sede e sezioni per le macchine di Istituto.

Sequenza di sanificazione

Prima di utilizzare il nebulizzatore, pulire con ALCOOL tutte le superfici e la strumentazione utilizzata; quindi, strofinare e assorbire l'eccedenza con la carta assorbente

Una volta terminate le operazioni di sanificazione manuali, procedere come segue:

- Chiudere tutte le porte e i finestrini dell'ambulanza tranne il finestrino del portellone scorrevole (fig.1)
- Posizionare il nebulizzatore in corrispondenza del finestrino aperto, con il cavo già collegato alla rete elettrica; azionare l'apparecchio attraverso l'interruttore nero e dirigere il getto secondo necessità
- In alternativa, utilizzare le porte posteriori (fig.2)

**TEMPO DI NEBULIZZAZIONE: 120 secondi se contiene PANSEPTIL
30 secondi se contiene ISODET**

- Disinserire la presa del nebulizzatore
- Lasciare agire il prodotto per 5 minuti, lasciando il vano sanitario chiuso
- Aprire il vano sanitario e lasciare per 15 minuti tutto aperto per consentire l'aerazione e azionare contemporaneamente dal "pannello servizi" posteriore dell'ambulanza l'aeratore in modalità "aspirazione"
- Trascorsi 15 minuti si può riutilizzare l'ambulanza

Riempimento nebulizzatore

ISODET: utilizzare le taniche che si trovano nell'armadio in garage. Il liquido è pronto all'uso

PANSEPTIL: utilizzare l'erogatore di fianco al pulsante dell'idropulitrice. Il liquido è pronto all'uso



Figura 1 - Posizionamento nebulizzatore (laterale)



Figura 2 - Posizionamento nebulizzatore (posteriore)