



PROCEDURE

Trasporti pediatrici - Presidio

EMITTENTE	Direzione dei Servizi
DESTINATARI	Corpo Militi
PERCORSO	Procedure ⇒ Presidi Sanitari ⇒ Uso Cinture pediatriche Procedure ⇒ Servizi ⇒ Trasporti pediatrici ⇒ Uso Cinture pediatriche
DATA AGGIORNAMENTO	19 aprile 2019

Al fine di consentire un corretto trasferimento di pazienti pediatrici, assicurandone lo svolgimento nella massima sicurezza, è reso disponibile un imbracco di sicurezza, denominato Pedi-Mate. Il presidio sanitario è posto sulla mensola metallica situata nel soppalco dell'officina (primo box vicino all'ingresso di corso Bolzano – vedi Fig. 1).

Pedi-Mate è un sistema di **cinture di sicurezza** progettato e realizzato per il trasporto di pazienti pediatrici **(da 4,5 kg a 45,4 kg)**.

E' dotato di un apposito sistema a tre cinture che permette di fissarlo facilmente alla barella di trasporto (punti a, b c della fig. 2). Le cinture Pedi-Mate sono facilmente regolabili consentendo così di ancorarle in modo sicuro e affidabile allo schienale e alla struttura della barella (fig. 3, 4 e 5).




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

Il paziente è assicurato attraverso un sistema di cinture di contenimento a 5 punti, regolabili e adattabili al paziente pediatrico, simile a quelli normalmente in uso per il trasporto in automobile (vedi figure 6, 7 e 8).




Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

Ulteriori dettagli sulle caratteristiche tecniche e sulle modalità di utilizzo sono reperibili nell'allegato [Manuale d'uso](#).

Per quanto ovvio, terminato l'utilizzo, le cinture vanno nuovamente riposte sullo scaffale del soppalco autorimessa.