



## PROCEDURE

### ELETTROCARDIOGRAFO – SEGNALAZIONE ANOMALIA

EMITTENTE	Direzione dei Servizi
DESTINATARI	Corpo Militi
PERCORSO	Procedure ⇒Apparecchiature Elettromedicali ⇒Elettrocardiografo – Segnalazione Anomalia
DATA AGGIORNAMENTO	16 marzo 2016

Tutti gli elettrocardiografi in uso sui nostri mezzi hanno un sistema automatico di determinazione delle data di scadenza per la manutenzione. Nel ricordare che l'utilizzo dell'apparecchio è di esclusiva competenza del personale medico e paramedico, si comunica che la segnalazione di anomalia "*scadenza manutenzione*" è unicamente da considerarsi come un promemoria, che non compromette assolutamente il corretto utilizzo dell'apparecchio stesso.

Al verificarsi dell'evento, al medico è demandato il compito di effettuare il relativo test di efficienza, che, se positivo, ne consente il normale utilizzo.