



PROCEDURE



LE BORSE

EMITTENTE	Direzione dei Servizi
DESTINATARI	Corpo Militi
PERCORSO	Procedure ⇒ Presidi Sanitari ⇒ Borse
DATA AGGIORNAMENTO	16 marzo 2016

Ogni automezzo ha in dotazione una borsa/zaino, il cui contenuto va controllato ad ogni inizio turno, avendo particolare cura nel verificare eventuali scadenze del materiale in esse contenuto.


Ci sono due serie di borse, contrassegnate con il simbolo V1 e V2; l'utilizzo è effettuato alternandole, con cadenza giornaliera, a cura del Responsabile Autoparco, che fornisce l'indicazione della serie di borse da utilizzare alle squadre attraverso la comunicazione degli automezzi in scaletta.

Di seguito il materiale in dotazione:

TASCA SUPERIORE INTERNA		
LACCI EMOSTATICI		- 1 laccio emostatico arterioso (largo) - 1 laccio emostatico venoso
RASOI		
GUANTI DI RISERVA	SACCHETTO RIFIUTI	
MASCHERINE		Mascherine facciali per proteggere gli operatori
TASCA SUPERIORE - RIANIMAZIONE		
PALLONE AUTOESPANDIBILE (AMBU®)		- Pallone adulti + reservoir - filtri (più di uno) - Tubo di raccordo ossigeno - Pallone pediatrico + reservoir + filtro dedicato (facoltativo) <i>Controllare funzionalità dispositivi</i>

MASCHERE FACCIALI (per AMBU®)		3 Maschere facciali (minimo) <i>3 o più misure (adulti, bambini, lattanti)</i>
CANULE DI GUEDEL		3 Canule (minimo) <i>3 o più misure (adulti, bambini, lattanti)</i>
SET OSSIGENOTERAPIA		Maschere con reservoir + tubo di raccordo <i>Controllare</i> - <i>presenza di più <u>set adulti e bambini</u></i> - <i>chiusura <u>confezione</u> e scadenza</i>

TASCA SUPERIORE - RIANIMAZIONE

SONDINI ASPIRATORE		Sondini di varie misure
SET AUTOPROTEZIONE (3)		Camice monouso + mascherine
VISIERA TRASPARENTE (3)		Visiera paraschizzi
SFIGMOMANOMETRO		- Sfigmomanometro (misuratore pressione arteriosa) - Fonendoscopio <i>Controllarne la funzionalità</i>

TASCA INFERIORE - TRAUMA

FORBICI TAGLIA-ABITI		<i>Controllarne stato e funzionalità</i>
----------------------	---	--

GARZE		<ul style="list-style-type: none"> - Garze sterili (varie) - Garze non sterili (confezione) <p><i>Controllare la chiusura della confezione delle garze sterili</i></p>
BANDA AUTOADERENTE (PEHA HAFT)		<p><i>Verificare la presenza di più confezioni</i></p>
TASCA INFERIORE - TRAUMA		
CEROTTO IN ROTOLO		
DISINFETTANTI		<ul style="list-style-type: none"> - Iodopovidone (Betadine®) - Acqua ossigenata - (Clorossidina) - (Disinfettanti alcolici) <p><i>Controllare</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - data di scadenza - quantità rimanente
FISIOLOGICHE STERILI		<p><i>Verificare la data di scadenza</i></p>

TELINI STERILI		3 o più telini sterili sigillati
METALLINE		3 o più "Metalline" sigillate
GHIACCIO ISTANTANEO		3 o più confezioni
KIT SANITARIO		(WC da viaggio)